

吸引管 クリアチップ



- ・クリアな先端は透明のため、目視でも吸引状況を確認できます。
- ・クリアチップは樹脂製のため、インプラントにも有効です。
- ・本体はステンレス製のため、口角や頬粘膜をしっかり排除しながら、術部へのアプローチが可能です。



写真提供: 三橋 純先生
(デンタルみつはし 院長)



写真提供: 林 美穂先生
(歯科・林美穂医院 院長)



写真提供: 青井 良太先生
(SBC (Surgical Basic Course) 主幹)



写真提供: 中家 麻里先生
(なかや歯科 院長)



写真提供: 奈良 嘉峰先生
(茅ヶ崎駅前奈良デンタルクリニック 院長)



写真提供: 辻本 真規 先生
(辻本デンタルオフィス 院長)

φ 2.5/L 30° セット

コード No.14580
標準価格 **9,800円** (L30°本体、クリアチップ 5入)
サイズ/190mm (チップ装着時)

ご使用には「ジョイント部」が必要です。


※ユニットに合った「ジョイント部」をお選び頂き、
組み合わせてご使用下さい。(P3 参照)

単品

クリアチップ φ 2.5



コード No.14581
標準価格 **5,000円** (5入)
※材質 TPX 耐熱温度160°C



L30° 本体

サイズ/170mm

コード No.14582
標準価格 **4,800円**



吸引管 クリアチップ

ご使用には「ジョイント部」が必要です。

※ユニットに合った「ジョイント部」をお選び頂き、組み合わせてご使用下さい。(P3 参照)

ネジで取り外し可能

クリアチップを外して、本体(内径φ3.0mm)での吸引も可能です。



写真提供:小松 雅之先生 (BRISTO DENTAL CLINIC 院長)

写真提供:宇土 武典 先生 (宇土歯科医院 院長)

L30°本体

長めの本体は、アシスタント状況に応じた距離と30°の角度でアプローチが可能です。



写真提供:林 美穂先生 (歯科・林美穂医院 院長)

写真提供:青井 良太先生 (SBC (Surgical Basic Course) 主幹)

ステンレスの本体

本体はステンレス製のため、口角や頬粘膜をしっかりと排除しながら、術部へのアプローチが可能です。



写真提供:中家 麻里先生 (なかや歯科 院長)

本体
内径φ 3.0mm

クリアチップ
内径φ 2.5mm

細い先端「φ 2.5mm」

細く設計された先端は、狭いスペースにも有効です。



写真提供:辻本 真規 先生 (辻本デンタルオフィス 院長)

クリアなチップ

クリアな先端は透明のため、目視でも吸引状況を確認できます。



写真提供:三橋 純先生 (デンタルみつはし 院長)

写真提供:井原 雄一郎先生 (井原歯科クリニック 院長)

インプラントにも有効

クリアチップは樹脂製のため、インプラントにも有効です。



写真提供:奈良 嘉峰先生 (茅ヶ崎駅前奈良デンタルクリニック 院長)

オートクレーブ滅菌対応

クリアチップはオートクレーブ滅菌対応で繰り返しご使用いただけます。(材質:TPX 耐熱温度:160℃)

一般的名称 歯科用吸引管 販売名 吸引管 クリアチップ


一般的名称 再使用可能な歯科用吸引カニューレ 販売名 クリアチップ

医療機器認証番号 307AGBZX00064000

医療機器届出番号 11B1X1000651D001

吸引管

本体



「本体」・「ジョイント部」いずれも単品販売となっております。

※ご購入に際しては、好きな形態の「本体」とユニットに合った「ジョイント部」をお選び頂き、組み合わせてご使用下さい。

別売

クリーニングブラシ S(φ 4)

サイズ／200mm

コード No.13651

標準価格 4,200円 (12入)



クリーニングワイヤー

サイズ／150mm


コード No.13654

標準価格 2,700円 (12入)

●吸引管 本体 S 30°スリム専用の掃除棒です。

※φ1.1mm

ジョイント部



バキュームチップアダプター

コード No.13614

標準価格 3,200円



●バキューム部内径φ16mmのユニットにご使用下さい。

※「φ11テーパー付」のジョイント部に付けて使用します。

※材質 PTFE 耐熱温度260℃

吸引管 アダプター 排唾管接続部用

・すべてのユニットラインに対応しています。




コード No.14840

標準価格 1,500円

※サイズ/24mm

※材質 Si 耐熱温度260℃



・弊社吸引管本体に直接装着して使用します。
※ジョイント部は要りません。

吸引管 エンド用 タイプ2

(吸引管 本体〔ジョイント部φ10、φ11テーパ付〕、ノズル5本、ノズル掃除棒)

・吸引の気流で根管を乾燥します。




曲

コード No.13617

標準価格 12,100円

ノズル先端外径/φ0.6mm



写真提供:山崎 雄矢先生
(アローズ・デンタルオフィス 院長)



直

コード No.13615

標準価格 11,000円

※バキューム部内径φ10～φ11mmのユニットに使用できます。

※バキューム部内径がφ16mmのユニットは、バキュームチップアダプターをご使用下さい。

医療機器承認番号 21900BZX00981000
一般的名称 歯科用吸引管 販売名 吸引管 エンド用

単品



ノズル

コード No.13616

標準価格 4,800円 (5入)



ノズル掃除棒

コード No.90341

標準価格 1,100円

別売



サイズ/200mm

クリーニングブラシ S(φ4)

コード No.13651

標準価格 4,200円 (12入)



※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

※掲載製品の標準価格は、2026年1月21日現在のものです。 ※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元

株式会社YDM

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
http://www.ydm.co.jp/ E-mail ydm@ydm.co.jp

発売

株式会社モリタ

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525

東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161
http://www.dental-plaza.com/