


前処理材不要!※
CAD/CAM 冠や金属冠などの
各種補綴装置にマルチに対応

Giomer ジャイオマー

自己接着性レジンセメント

ビューティリンクSA



ビューティリンクSA オートミキシングに

お得に使えるトリプルパック 新発売!



1~25℃の
常温保管可能

トリプルパックの色調: 1色

アイボリー(1)



A2相当の色調
マージンラインが視認される
症例に適しています。

1本入は3色
(クリア、アイボリー、オパール)



1本入より
3,600円お得!

ビューティリンクSA
■ オートミキシング
3本入 ¥32,400

【内容】
ペースト 5.0mL (8.6g)×3、
松風ミキサーチップ(ショート)10×3、
ステップカード 1

併せて使うと
接着強さUP!

併用でさらに接着強さUP!
ビューティボンド Xtreme

※CAD/CAM冠等、より高い接着強さを
求める場合は、窩洞または支台歯に対して
ビューティボンド Xtremeによる前処理を
行なうことを推奨します。

(PEEK材を除く)



+ 前処理材で
PEEK材にも対応!



CAD/CAMレジン用
アドヒーシブ

※前処理にCAD/CAMレジン用
アドヒーシブをお使いいただくこと
で、PEEK材の接着にもお使い
いただけます。

(CAD/CAM冠用材料(V)の保険適用必須要件です。)



販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ビューティリンクSA	歯科接着用レジンセメント	管理医療機器 医療機器認証番号 304AKBZX00032000

ビューティリンクSA ラインアップのご紹介

歯科用合着・接着材料
(レジン系・自動線引型)

38
点



ビューティリンクSA

■ オートミキシング

5.0mL (8.6g) 1本 … ¥12,000

【内容】 ペースト 5.0mL (8.6g)、
松風ミキサーチップ (ショート) 10、
ステップカード 1

【色調】 3色 (クリア、アイボリー、オペーク)

歯科用合着・接着材料
(レジン系・標準型)

17
点



ビューティリンクSA

■ ハンドミキシング

9.0mL (15.6g) 1本 … ¥12,000

【内容】 ペースト 9.0mL (15.6g)、
スパチュラ 1、紙練板 1、
ステップカード 1

【色調】 3色 (クリア、アイボリー、オペーク)

お得に購入できるダブルパック!

2本



ビューティリンクSA

■ ハンドミキシング

ダブルパック… ¥21,600

【内容】 ペースト 9.0mL (15.6g) × 2、
スパチュラ 1、紙練板 1、
ステップカード 1

【色調】 1色 (アイボリー)

【製品概要】

- X線造影性あり
- 保管温度 1~25℃
- 被膜厚さ 14μm
- シリンジ1本あたりの使用可能回数※: オートミキシング 22回、
ハンドミキシング 120回

※第一小白歯クラウン接着を想定

関連製品



CAD/CAM冠等、より高い接着強さを求める場合に前処理材としてお使いください

- 1本で各種被着体に接着可能なアドヒーシブ
- 知覚過敏抑制や象牙質レジンコーティングにも



管理医療機器 認証番号
302AKBZX00026000

歯科用象牙質接着材 ビューティボンド Xtreme

1セット … ¥16,000

【内容】 ビューティボンド Xtreme 5.0mL、
ディスポブラシ ファイン(ピンク) 50、
松風Vディッシュ 25

お得なトリプルパックもご用意

3本



ビューティボンド Xtreme トリプルパック

5.0mL × 3本 … ¥38,000

for PEEK

PEEK材と接着する場合、
前処理材として補綴装置側に
CAD/CAMレジン用アドヒーシブを塗布してください




管理医療機器 認証番号
304AKBZX00039000

歯科レジン用接着材料 CAD/CAMレジン用アドヒーシブ

5mL … ¥8,400



ポストセメンテーション用
ビューティリンクSA オートミキシングに
装着してお使いください



一般医療機器 届出番号
26B1X00004000229

歯科用練成器具 松風ミキシングセット

ミキサー 40個 … ¥2,420
ノズル(細) 40個 … ¥1,450



ビューティリンクSAについて
動画でcheck!

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

価格は2026年2月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店