

コメット エンドトレーサー



Quality Products
Made in Germany

根管内う蝕除去用 Extra Long カーバイドバー CA

医療機器の分類：一般医療機器
一般名称：歯科用カーバイドバー
販売名：コメット カーバイドバー
届出番号：27B2X00091000002

For Conservative Endodontic Treatment

製品動画は
こちら




製造元提供

製品動画は
こちら



渥美 克幸 先生
(埼玉県川口市,
デンタルクリニック K)



髓腔内に届く

症例写真ご提供：岩崎 圭佑 先生
(東京都墨田区, 岩崎歯科医院錦糸町 MI センター)

製品動画は
こちら



岩崎 圭佑 先生
(東京都墨田区,
岩崎歯科医院
錦糸町MIセンター)



遠心部のう蝕も見える

症例写真ご提供：岩崎 圭佑 先生
(東京都墨田区, 岩崎歯科医院錦糸町 MI センター)

最小 0.4mmの作業部直径

低侵襲な歯内療法のコセプトに合致する最小 0.4mm作業径
ブレード直径が大きい製品はう蝕や髄腔内感染歯質除去、
小さい製品は根管口の明示やイスマスの除去などを行えます



ミラー使用時でも見える

極細で長いネックなので髄腔開拓時や
遠心部位での治療時にも視野を妨げません
全長 34mm の製品はマイクロスコープ下での処置や
歯冠長の長い歯の治療に特に適しています

東京都墨田区(岩崎歯科医院錦糸町MIセンター)
岩崎 圭祐 先生



ブレードデザインの精密性


極小サイズのブレードに正確な刃付けを施しています
切削効率が非常に高いのでエンド用コードレスエンジンに装着して
無注水で使用していただくことも可能です




↑
実際のサイズ



製品名	価格
31mmアソートセット	¥7,000
内容(各1本入)	プラスチックケース
H1SML31 - 004,006,008 010,012,014	滅菌不可



製品名	価格
34mmアソートセット	¥8,400
内容(各1本入)	プラスチックケース
H1SML34 - 004,006,008 010,012,014	滅菌不可



品番(31mm)	H1SML31-004	H1SML31-006	H1SML31-008	H1SML31-010	H1SML31-012	H1SML31-014
品番(34mm)	H1SML34-004	H1SML34-006	H1SML34-008	H1SML34-010	H1SML34-012	H1SML34-014
最大径(mm)	0.4	0.6 (US #1/2)	0.8 (US #1)	1.0 (US #2)	1.2 (US #3)	1.4 (US #4)
用途	根管口の探索やイスマスの処置			髄腔内感染歯質の除去		

全長: 31mm・34mm 最高回転数: 毎分 2 万回転 イラストはほぼ実物大です

標準医院価格: ¥5,900 円 (31mm・5 本入)・¥7,000 円 (34mm・5 本入) シャンク: CA
¥1,300 円 (31mm・1 本入)・¥1,600 円 (34mm・1 本入) シャンク: CA

※004 は深い箇所にあるイスマスをマイクロスコープ下で除去する際に使いやすいサイズです

適正回転数
毎分 1,500 回転



品番	セット価格
4670.205	¥24,800 円
総入数	ステンレス製ケース
10 本	滅菌可能
内容	(各 1 本入)

H1SML31 - 006,008,010,012,014
H1SML34 - 006,008,010,012,014
※004サイズは含まれません



製造販売元

株式会社モモセ歯科商会

お問い合わせは

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL 06-6773-3333 (代)
東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL 03-3835-2653 (代)
九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL 092-575-6060 (代)
URL: <http://www.momose-dm.co.jp/>