

マイクロラックスDW マイクロラックスⅡ

汎用歯科用照明器

バイオフィルムやプラークの観察、または透照診※に適した照度を有する照明器


※歯牙に光を透過させ、光の透過度合により、う蝕や破折などを診査する方法



Thinking ahead. Focused on life.

Features

高輝度のLEDライトで照度があり、隣接面う蝕や歯冠エナメル質の亀裂、コンポジットレジンの破折、根管口などの観察に使用できます。



バイオフィルム、プラーク観察
(ブルーライト使用時)




コンポジットレジン観察
(ブルーライト使用時)



前歯のう蝕

健全歯では光がそのまま透過する。隣接面にう蝕がある場合は、光が透過しにくく影として認識。

写真提供：医療法人社団 イノコシ歯科医院 猪越 重久 先生



隣接面う蝕の観察

白歯部カリエスはファイバーライトガイドを用いて観察することもできます。ファイバーを隣接歯間の辺縁線下に挿入し、咬合面側から観察。



根管治療

見えにくい根管内部や根管口を観察。

写真提供：田代歯科医院 田代浩史 先生



歯根破折

ファイバーライトガイドを用いて根管内を直接観察。

写真提供：鎌倉デンタルクリニック 三橋晃 先生

Specifications



汎用歯科用照明器

マイクロラックスDW

標準価格 85,000円 206100021

商品構成 本体、グラスライトガイド3mm、フィルターグラスライトガイド
マイクロラックスDW用メガネ
マイクロラックスDW用USB 充電ケーブル(電源アダプター付)

販売名：マイクロラックスDW 一般的名称：汎用歯科用照明器
機器の分類：一般医療機器(クラスI) 医療機器届出番号：27B1X00109000357

高輝度
白色LED
ブルー
ライト



汎用歯科用照明器

マイクロラックスII

標準価格 70,000円 206100020

商品構成 本体、グラスライトガイド3mm

販売名：マイクロラックスII 一般的名称：汎用歯科用照明器
機器の分類：一般医療機器(クラスI) 医療機器届出番号：27B1X00109000331

※マイクロラックスIIにブルーライト機能はございません

高輝度
白色LED

〈別売品〉

オートクレーブ可 (130℃)
乾燥工程不可

ディスプレイ

グラスライトガイド(白色LED用)

標準価格
3mm 27,400円 206100002
2mm 27,400円 206100003

アタッチメント対応：
マイクロラックスDW マイクロラックスII

フィルター グラスライトガイド
DW用(ブルーライト用)

標準価格
28,500円 206100022

アタッチメント対応：
マイクロラックスDW

ファイバーライトガイドキット

ファイバーライトガイド 5本
ライトアタッチメント 1本

標準価格 32,800円 206100004

アタッチメント対応：
マイクロラックスDW マイクロラックスII

アルコール清拭
ファイバーライトガイド
1mm 補充用(45本入)

標準価格 9,000円 206100019

マイクロラックスDW マイクロラックスII

ミラー 5入

標準価格
14,000円 206100017

マイクロラックスDW マイクロラックスII

保護カバー(250枚入)

標準価格 7,000円 206100008

マイクロラックスDW マイクロラックスII

マイクロラックスDW用USB充電ケーブル
(電源アダプター付)

標準価格 19,000円 206100024

マイクロラックスDW用メガネ
(ブルーライト用)

標準価格
7,500円 206100023

●標準価格の後の数字は品目コードです。 ●掲載商品の標準価格は、2025年10月21日現在のもので、標準価格には消費税等は含まれておりません。

●ご使用に際しましては、製品の添付文書及び取扱説明書を必ずお読みください。 ●仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更になることがありますのでご了承ください。 ●製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合がございます。

製造 アドテント(米国)

製造販売 株式会社 モリタ 大阪本社 大阪府吹田市恵み野3-33-16 〒564-8650 T 06-6380-2525 東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03-3834-6161

www.dental-plaza.com

お問合せ お客様相談センター 0800-222-8020(フリーコール)
PUBNo:M5051.5.2509.66.947Y.10/PO 208510365